



BELLEVILLE

64 rue Auguste Comte
94120 Fontenay Sous-Bois
0148764357 – belleville-sa@wanadoo.fr
www.belleville-sa.com

PIPETEUR ACCU-JET®-S

Simple : réglage exact du volume à l'aide d'une commande précise

- + Facile : position de repos intégrée
- + Efficace : facilité d'entretien, de service et robustesse

Pour toutes les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml

- + Affichage du chargement de la batterie à deux couleurs
- + Gestion de la batterie électronique pour une recharge intelligente
- + Utilisation ergonomique et répartition équilibrée du poids
- + Rapide : à la vitesse maximale du moteur, une pipette de 25 ml remplie en 3 secondes
- + Adaptateur, boîtier de l'adaptateur et filtre sont



B7050/0008

389,00 €

Couleur Anthracite
Avec bloc secteur universel

B7050/0009

389,00 €

Couleur Berry
Avec bloc secteur universel

B7050/0010

389,00 €

Couleur Pétrole
Avec bloc secteur universel

B7050/0011

389,00 €

Couleur Améthyste
Avec bloc secteur universel

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®TOUCH-S

B7052/1100

878,00€

HandyStep® touch S, avec support de chargement.



Attesté conforme, avec certificat de qualité, mode d'emploi, instructions succinctes, support mural/pour étagère, accu Li, bloc d'alimentation universel et câble USB type C. Respectivement une pointe DD de taille 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 12,5 ml.

- Facile : commande intuitive comme sur un smartphone
- Simple : éjection automatique de la pointe
- Efficace : adaptation à des pointes d'autres fabricants

L'écran tactile en couleurs vous permet de naviguer en tout confort entre les fonctions et de garder la vue sur toutes les informations importantes pour vos opérations. Le contrôle est simple, même avec des gants de protection. À propos de la simplicité : le temps où les pointes étaient éjectées manuellement est révolu.

Avec HandyStep® touch, un léger affleurement sur l'écran et l'actionnement de la touche STEP suffisent pour éjecter la pointe.

Le distributeur à répétition HandyStep® touch détecte automatiquement le volume des pointes fabricant BRAND DD tips II.

Ceci permet de gagner du temps et réduit le risque d'erreur.

Pour disposer d'une flexibilité maximale, rien ne s'oppose à l'utilisation de pointes d'autres fabricants.

Pour le chargement également, le système HandyStep® touch est simple et efficace :

une fois placé dans le portoir de chargement, la batterie du système HandyStep® touch se recharge de manière inductive

Fonctions étendues :
distribution séquentielle, multi-aspiration, titrage.

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®TOUCH

B7052/0000

699,00 €

HandyStep® touch, avec support de chargement.



attesté conforme, avec certificat de qualité, mode d'emploi, instructions succinctes, support mural/pour étagère, accu Li, bloc d'alimentation universel et câble USB type C. Respectivement une pointe DD de taille 0,5 ml, 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml et 12,5 ml.

- Facile : commande intuitive comme sur un smartphone
- Simple : éjection automatique de la pointe
- Efficace : adaptation à des pointes d'autres fabricants

L'écran tactile en couleurs vous permet de naviguer en tout confort entre les fonctions et de garder la vue sur toutes les informations importantes pour vos opérations. Le contrôle est simple, même avec des gants de protection. À propos de la simplicité : le temps où les pointes étaient éjectées manuellement est révolu.

Avec HandyStep® touch, un léger affleurement sur l'écran et l'actionnement de la touche STEP suffisent pour éjecter la pointe.

Le distributeur à répétition HandyStep® touch détecte automatiquement le volume des pointes fabricant BRAND DD tips II.

Ceci permet de gagner du temps et réduit le risque d'erreur.

Pour disposer d'une flexibilité maximale, rien ne s'oppose à l'utilisation de pointes d'autres fabricants.

Pour le chargement également, le système HandyStep® touch est simple et efficace : une fois placé dans le portoir de chargement, la batterie du système HandyStep® touch se recharge de manière inductive.

DISTRIBUTEUR HANDYSTEP®-S

B7051/1000

210,15 €




HandyStep®-S
Distributeur à répétition, avec marquage DE-M
Emballage standard:
certificat de qualité, mode d'emploi, support pour étagère,
3 pointes DD tips II de taille 0,1 ml, 1 ml et 10 ml.

ACCESSOIRES :

**SUPPORT POUR ETAGERE POUR 1 DISTRIBUTEUR A
REPETITION HANDYSTEP®-S**

B7051/3000

14,32 €



**SUPPORT MURAL POUR 1 DISTRIBUTEUR A REPETITION
HANDYSTEP®-S**

B7051/2900

23,60 €

